

SOP - Standard Operating Procedure

Entnahme der Urinprobe

IDNumber	SOP062011B
Autor	--
Genehmigt von	Prof. Dr. H. Reinecke Dr. F. Lüders
Ausgabe	06/2011
Datum	29.06.2011

1. Uringewinnung**1.1 Gewinnung von Mittelstrahlurin**

Mittelstrahlurin wird neben Katheter- und Blasenpunktionsurin zum

- Urinstatus,
- Urinsediment
- Anlegung von Urinkulturen

Mittelstrahlurin - Gewinnung bei der Frau:

- Steriler Urinbecher mit aufgesetztem Deckel bereitstellen;
- ggf. Vulva mit angefeuchtetem Tuch von vorne nach hinten reinigen;
- Urin laufen lassen und in der Mitte der Miktion etwa 10 ml in sterilem Becher auffangen, Urinbecher verschließen.

Mittelstrahlurin - Gewinnung beim Mann:

- Steriler Urinbecher mit aufgesetztem Deckel bereitstellen;
- Vorhaut zurückziehen und Glanspenis ggf. mit feuchtem Tupfer reinigen;
- Etwa die Hälfte der Blasenfüllung in die Toilette werfen, dann ohne Unterbrechung des Harnstrahls etwa 10 ml in Urinbecher auffangen.

4.4.3 Katheter-Urin (nativ)

Nur Einmalkatheter verwenden und Urinprobe aus möglichst frisch gelegtem Katheter gewinnen. Bei Dauerkatheter den Urin nicht aus dem Sammelbeutel entnehmen, sondern den proximalen Teil des desinfizierten Katheters punktieren.